

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NOM : TEST SALIVAIRE MULTIDROGUES

REF : 019383 | REF INTERNE : 019383



DESCRIPTIF

Le test de dépistage salivaire est un test immuno-chromatographique permettant la détection rapide et qualitative dans la salive humaine de la consommation de plusieurs drogues et/ou stupéfiants.

TEST DROGUE DEPISTEE CUT-OFF* TEMPS DE DETECTION

- THC Cannabis, marijuana, haschisch... 10 ng/ml - 4 à 6 heures après la dernière consommation
- COC Cocaïne, crack 20 ng/ml - 24 à 48 heures après la dernière consommation
- OPI Opiacés (morphine, héroïne, codéine etc.) 10 ng/ml - 24 à 48 heures après la dernière consommation
- AMP Amphétamines 25 ng/ml - 4 à 48 heures après la dernière consommation
- MET Méthamphétamine, Ecstasy 25 ng/ml - 24 à 48 heures après la dernière consommation

PRINCIPE DU TEST

Les dispositifs sont des tests rapides basés sur une réaction Ac/Ag (anticorps/antigènes). Si la salive du donneur ne contient pas la substance recherchée, la ligne de test correspondant à cette substance devient rouge. Si l'échantillon salivaire contient la substance cible, la ligne de test correspondant à cette substance reste alors totalement blanche.

Ce test multi-drogues est composé de trois bandelettes de détection, dépistant chacune 1 à 2 drogues. Pour chaque drogue, le test délivre un résultat indépendant de type qualitatif, c'est-à-dire « positif » ou « négatif ».

Les tests fonctionnent à une température comprise entre +2°C et +30°C.

TAILLE

MODÈLE

COMPOSITION

ENTRETIEN